PRACTICA No. 6

PREPARACION DE SOLUCIONES MOLARES (M)

OBJETIVO: El participante preparará soluciones molares.

MATERIAL:

5 Matraces volumetricos de 250 ml.

5 Vasos de precipitado.

5 Pipetas.

5 Agitadores

5 Vidrios de reloj.

1 Gotero.

1 Balanza.

SUSTANCIAS:

SODIANCIAD.

Cloruro de sodio.

Sulfato cúprico

Etanol

Dicromato de potasio

Permanganato de potasio

cuyo cambio de color indice el término de la velorasión

5.- 250 ml. de salveidn 0.008 W de dicromato de poteniac

GENERALIDADES:

Una solución es una mezcla cuyos componenetes son: Un solvente, el cual está en mayor concentración, y uno o varios solutos disueltos en el solvente, que se encuentra en menor concentración.

Según la forma de expresar la concentración del soluto con relación a la del solvente tendremos diferentes tipos de soluciones.

Les soluciones normales (W) se preparer discivicado un bisero de execusalentes

Soluciones molares se preparan disolviendo un número conocido de moles de solución.

PROCEDIMIENTO:

Cada mesa de trabajo preparará las siguientes soluciones molares anexando los cálculos correspondientes:

1.- 250 ml. de solución 0.5 M. de cloruro de sodio.

2.- 250 ml. de solución 0.2 M. de sulfato cúprico

3.- 250 ml. de solución 0.05 M. de etanol.

4.- 250 ml. de solución 0.005 M. de permanganato de potasio.

5.- 250 ml. de solución 0.008 M. de ciromato de potasio.

PRACTICA No. 7

MEDICION DEL PH

OBJETIVO: El participante diferenciará a los compuestos o soluciones en base a su

MATERIAL:

5 Pipetas

S Goteros

SUSTANCIAS :

6 Tubos de ensayo de 18 x 150 m.m.
Papel indicador universal

HCl 0.01 N Na₃PO₄ 0.15 M

Saliva

Solución diluída de jabón

Solución diluída de vel rosita.

Solución diluída de detergente para ro

pa.

Cuando se diluye una solución deida, Atminuye la concentración

GENERALIDADES: -- selatosque senotoulos es colons le los terive beug es orse sinemus Hg le voin

La concentración de iones hidrógeno, por razones de comodidad según fue propues to por Soerensen (1909), se expresa por el logaritmo común de la recíproca de la concentración de dichos iones, expresión que a su vez recibe la forma simplificada de pH:

$$pH = - log (H+) = log \frac{1}{(H)}$$

El símbolo pH representa el "potencial de iones hidrógeno" o "Exponente de -hidrógeno", y ha sido adpotado universalmente por la comodidad que presta para ex-presar la concentración de iones hidrógeno sin necesidad de recurrir a anotacioneslargas y complicadas, así por ejemplo, la concentración de dichos iones correspon-dientes a 1 x 10⁻⁸, simplemente se indica: pH = 8.

Para el que inicia en este estudio, el uso de la expresión pH se presta a confusiones y no debe olvidarse que a medida que su valor aumenta, hay una disminución de la acidez y viceversa.

METODOS PARA DETERMINAR EL PH

La determinación del pH se puede hacer por varios métodos:

- a).- Electrométrico o potenciométrico, es el más exacto pero requiere aparatos costosos.
- b).- Colorimétrico: Basado en que ciertas sustancias colorantes, llamadas indicadores cambian de color con las diferentes concentraciones del ión -hidronio.

6 Tubos de ensaye de 18 x 150 m.m. Lonsis RCI Los indicadores se pueden emplear solos o mezclados, en este caso se llaman in dicadores universales y tienen una amplia escala de coloraciones para los diferen-tes pH. Pueden estar en solución o embebidas en papeles especiales.

Soluciones reguladoras. - Cuando se requiere determinar el pH del agua pura, éste puede variar por causas muy pequeñas: Alcali de vidrio, CO, del aire, etc.

Cuando se diluye una solución ácida, disminuye la concentración de iones hidro nio y el pH aumenta, esto se puede evitar con el empleo de soluciones especiales -llamadas reguladoras y que generalmente están constituídas por un ácido débil y sucorrespondiente sal; esto puede explicarse por una conclusión de la ley de acción de masas; "Un ácido y una base están menos disociados, cuando se encuentran en pre-sencia de sus sales disueltas".

PROCEDIMIENTO:

El símbolo pa representa el "potencial de loges hidrógeno" Marque sus seis tubos del uno al seis, colocando en ellos las siguientes sustancia: Acido clorhídrico, fosfato de sodio, saliva, solución diluído de jabón, so lución diluída de vel rosita, solución diluída de detergente. Usando papel indica dor universal, determine el pH aproximado.

Para el que lalois en este éstudio releviso de els edonesión est un reveta a con fusiones y no debe olvidarse que a medida que sa velor estacida una distinianción de la acidez y vioquezen en atanagament de particular en 180 de particular en 180 ml. de particular de particular

SOLUCION	рН
ácido clorhídrico 0.01 N.	Mary .
fostato de sodio 0.15 M.	OBJETTVO: El particapante demost
saliva	cos e lacrganicos.
solución diluída de jabón	
solución diluída de vel rosita	: IAIRETAM
solución diluída de detergente	Gradilla

Cin a adher to todopia . menu . opiosned . lico: Sulfato de Cobre. Distare ellos para dar origon a senos orbitales de forma y orientación distinte a los

Puntos de fusión y ebullición eltos --ejes (un par en los dos polos y dos en el ecuador, separados estos últimos por afil mulos de 90º paras estada los a sol sos contrales a y paras de paras de por con cos

'3 .- Em las ofosulas de porcelara deposita Cloruro de Sodio en una de ellas y azucar en la otra. Calientalas observando et se funden o no, las sustancias. Fig. 1 1020115244 | 40 41 carbono

COMPUESTOS ORGANICOS E INORGANICOS

OBJETIVO: El participante demostrará algunas diferencias entre Compuestos Orgánicos e Inorgánicos.

MATERIAL:		
Gradilla		
6 Tubos de ensayo de 18 x 150 m.m.		
Tapón para los tubos de ensayo		
2 Cápsulas de porcelana, Triple,		
ela de alambre con asbesto.		
Mechero de Bunsen. Pinzas para -		

Sustancias: Sacarosa, lactosa, Acido Benzoico, Urea. Alcohol eti lico: Sulfato de Cobre. Di cromato de Potasio, Clorurode Sodio.

GENERALIDADES:

Crisol.

	The transfer of the second superiales -
COMPUESTOS ORGANICOS	COMPUESTOS INORGANICOS
Enlace covalente	Enlace iónico
Intervención de pocos elementos	Intervienen todos los elementos de la
	tabla periódica.
Macromoléculas	Micromoléculas
Punto de fusión y puntos de	Puntos de fusión y ebullición altos -
ebullición bajos (0° - 400° C).	(más de 1000° C)
Presentan el fenómeno de isome-	No hay isómeros
ría	TOTAL PORTUGE SELECTION AND AND AND ALGORITHM CO. CO.
Son poco solubles en agua	Son 100 % solubles en agua

PROCEDIMIENTO:

- 1.- Coloca .5 grs. de cada uno de las sustancia sólidas en tubos de ensayo. Añadeles 12 ml. de agua. Obtura los tubos con el tapón y agita con intensidad.
 - 2.- Repite lo anterior empleando alcohol etilico como solvente.
- 3.- En las cápsulas de porcelana deposita Cloruro de Sodio en una de ellas y azúcar en la otra. Caliéntalas observando si se funden o no, las sustancias.

OBJETIVO: 1.- Explicará la hibridación de los átomos.

2. - Representará la hibridación del átomo de carbono

nmedio se saca y se substituye por un globo en forma de pera y se

MATERIAL

Un globo esférico
Seis globos en forma de pera de diferentes colores
Cuatro globos en forma de salchicha de diferentes colores
Cinta adhesiva. Alfiler

GENERALIDADES:

Cuando la excitación energética externa que recibe el átomo es de baja intensidad, basta la proximidad de otros átomos para que ésta excitación energética provoque un reacomodo espacio-energético interno de los orbitales atómicos, combinados entre ellos para dar origen a menos orbitales de forma y orientación distinta a los orbitales puros u originales. A este proceso se le llama hibridación. El átomo de carbono, esencia de todo compuesto orgánico presenta 3 tipos diferentes de hibridación sp₃, sp₂, sp, los cuales se representan con su modelo respectivo.

lo mas junto posible y se observa la recmetria obtenida (orbital sp.).

3 -- Finalmente se pinche otro de los globos en forma de pera v

PROCEDIMIENTO:

1.- Primero se infla el globo esférico imaginando que lo atraviesan tres ejes perpendiculares; se pega un par de globos en forma de pera a cada extremo de los - ejes (un par en los dos polos y dos en el ecuador, separados estos últimos por ángulos de 90° por medio de cinta adhesiva (orbitales s y p del carbono)





Fig. 1 Orbitales s y p en el carbono



Fig. 2 Hibridación sp³

2.- El globo de enmedio se saca y se substituye por un globo en forma de pera y se pincha uno de los globos de cada par. Los cuatro globos restantes se amarranlo más junto posible y se observa la geometría obtenida (orbital sp³).



Intervención covidada a leben Fig. 3 Hibridación sp² de Lavo col da la cara e de mola

3.- Finalmente se pincha otro de los globos en forma de pera y se les amarra otro - par de globos alargados, de tal manera que los del mismo color queden en un so- lo eje (orbitales p y sp).




Fig. 4 Hibridación sp

Fig. 1 Orbitales s y p en el carbono

DIAGRAMA DE TRABAJO

Un "Diagrama de Trabajo" es una representación gráfica del trabajo de laboratorio asociado a un experimento. Si bien un "Diagrama de Trabajo" constituye un medio conveniente de presentar instrucciones relativas - a un experimento, es aún más útil como medio de establecer un record del procedimiento seguido, de las observaciones anotadas y de los datos recolectados, precisamente mientras se realiza el experimento en el laboratorio. Las ventajas de usar un "Diagrama de Trabajo" estriban en el hecho de que la información puede ser anotada en el libro del laboratorio con un mínimo de trabajo escrito. De esta manera se economiza el espacio, y la disposición es - tal que la información anotada puede ser leída fácilmente.

La siguiente información describe algunos de los simbolismos - que pueden ser utilizados al preparar un "Diagrama de Trabajo"

1.- Cuando se emplean "Diagramas de Trabajo" los materiales -- iniciales se incluyen dentro de marcos. Colectivamente, estos materiales -- pueden referirse como la mezcla reactiva.

1.0 g. Cloruro de Sodio 1.0 g. Dióxido de Silicio

2.- La adición de un reactivo a la mezcla reactiva, o materiales iniciales, se indica por medio de una flecha que parte del reactivo y se dirige a la línea vertical que representa la mezcla reactiva.

