Práctica de laboratorio 3.1 Metales y no metales

INTRODUCCION

De acuerdo a sus propiedades los elementos se clasifican en metales y no metales. En general, los elementos metálicos son sólidos con altos puntos de fusión, poseen brillo metálico, son dúctiles y maleables y conducen la corriente eléctrica y al combinarse con no metales forman iones positivos. Los no metales, por lo contrario, son líquidos o gases y cuando se presentan en forma sólida poseen puntos de fusión bajos, no conducen la corriente eléctrica y al combinarse con los metales forman iones negativos.

En este experimento se exploran las propiedades de ocho elementos para efectuar su clasificación como metales y no metales.

OBJETIVOS

- 1. Distinguir elementos por sus propiedades.
- 2. Clasificar elementos en metales y no metales.

MATERIALES

- Probador de conducción eléctrica
- Mechero
- 8 tubos de ensayo de 12x150
- Martillo
- Cajas Petri

REACTIVOS

- Cloruro de cobre (II) dihidratado
- Aluminio (lámina)
- Magnesio
- Fósforo rojo
- Zinc
- Azufre
- Acido clorhídrico, HCI, 0.5M
- Fierro
- Yodo

PRECAUCIONES

1. El azufre, fósforo y yodo deben manejarse con espátula. Evita el contacto con tu piel si existe contacto lávate con abundante agua.

PROCEDIMIENTO

Registra tus observaciones en la Tabla 4.1

TABLA 4.1 Propiedades de los elementos

Elemento	Color	Brillo	Conducción de la electricidad	Reacción con HCI	Reacción con CuCl ₂ .2H ₂ O
Zinc					Sales Sales and Control of the Contr
Calcio					
Magnesio					
Hierro					
Fósforo Yodo					
Azufre	aoricule	delem	nto como metal o no	cada eleme	

A. Propiedades Físicas

- 1. Observa la apariencia de cada elemento y registra el color, brillo y forma.
- 2. A los primeros cinco elementos prueba la maleabilidad utilizando un martillo.
- 3. Deposita cada elemento observado en una caja de Petri y prueba su conductividad eléctrica utilizando el probador.

B. Propiedades Químicas

- 1. Reacción con el ácido clorhídrico (HCI). La formación de un gas indica que la reacción se lleva a cabo.
 - A). Deposita en cada tubo una pequeña muestra de un elemento diferente.
 - B). Añade 5 mL de ácido clorhídrico en cada uno de los ocho tubos.
 - C). Observa los resultados y registralos.
- 2. Reacción con la solución de cloruro de cobre (II) dihidratado, (CuCl₂. 2H₂O). El cambio en el color de la solución indica que hay reacción.
- A). Prepara ocho tubos y deposita en cada uno una pequeña muestra de un elemento diferente.
- B). Añade 5 mL de la solución de cloruro de cobre (II).

C).	Observa el resultado por espacio de cinco minuto:	os, debido a que la reacció	ır
	puede ser lenta y registra los resultados.	4.5 12 100000	•

OBSERVACIONES Y ANALISIS DE DATOS

	Calcio
	Magnesio
Dealeris	Voido
Reclasifica a cada elemento como me con ácido clorhídrico y con la soluciór	etal o no metal. Muchos metales reaccion de cloruro de cobre(II) dihidratado

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1. De los ocho elementos estudiados; escribe los nombres de los metales y de los no metales.

- Martillo serel aun sabn	METALES	NO METALES
) diferente	Inemele nu eb atreun	ลกัดและส เกษ อธิรายกลัก
300	ur eñoa aol ab onu ebr	L de affoe ciornicisco en c
		s resultados y registralos.
1. El amine, ro	e hay reaccion.	n selución de cionare de co set de la selución indica qua set de la selución indica qua e tubes y deposita espaça

3 /		INTRODUCCION
3. Escribe los nombre	es de 5 a 10 elementes -	Los elementos dell'assista 88781.22
ocho ya menciona	idus. gross a la contra	etálicos y no metálicos además de
c) Columna 3: 5 ad		lamados elemêntale de manaficia del mis elementos rapresentativos del mis elementos rapresentativos del mis elementos en la constanta de la co
dara entras ing s	e los elementos de mar	Algunas de las características de procurter mánipes muneros de procurter mánipes muneros de procurer d
bido adamieración a la formación de ion deser sentemola Colle	ogiol de la solución as de as de agua que da lugar sición reaccionas con-	lo cual sirve para identificación. El los iones métalicos com la molecul hidratados. Los iones de tranamoníaco, NH promisión 18n 8 focamoníaco, NH promisión 18n 8 focamoníacos iones complejos.
	e NH ₂ 8M a cada hoyo g	S in Minor O accounts
palific diferente p		CEDETIVOS
	Projection address for the	Opsepær, lase propiedadest & transción y los representativos:
	es a IOH ab catog 6 ai REACTIVOS	MATERIALES
 Los hoyos de la comparar y cont mezclar las soluc 	rastar laguntacciones qu	este expenyed AS et preigning to a courren en las enjetop gogasificas con los reactivos colliser
DESERVACIONES Y	ANA SUBSIDE DATOS	
	- Zn(NO ₃) ₂	
	MP656160MAUS observaci 16 661621677 de la reacci	ones anotando la información inici on, referente a:

Práctica de laboratorio 3.2 Elementos Representativos vs Elementos de Transición

INTRODUCCION

Los elementos del período 4 con número atómico 21 al 30 pertenecientes a los grupos B de la tabla periódica (grupos 3 al 12 según IUPAC) corresponden a los llamados elementos de transición y presentan propiedades diferentes a los elementos representativos del mismo período.

Algunas de las características de los elementos de transición es que pueden presentar múltiples números de oxidación y sus sales en solución son coloreadas, lo cual sirve para identificación. El color de la solución es debido a la interacción de los iones metálicos con la moléculas de agua que da lugar a la formación de iones hidratados. Los iones de transición reaccionan con otras sustancias como amoníaco, NH₃, formado iones rodeados de las moléculas de amoníaco, los cuales son llamados iones complejos.

OBJETIVOS

1. Observar las propiedades físicas y químicas de los iones metálicos de transción y los representativos, en solución acuosa.

MATERIALES

- 1 microplato de 24 hoyos
- frascos goteros
- palillos

- **REACTIVOS**
 - KNO₃

 - Ca(NO₃)₂

- Soluciones 0.1 M de :

- Fe(NO₃)₃
- Ni(NO₃)₂
- Cu(NO₃)₂
- $-Zn(NO_3)_2$
- Amoníaco, NH₃ 6M
- Tiocianato de potasio, KSCN 1M
- Acido Clorhídrico, HCI 6M

PROCEDIMIENTO

1. Revisa la lista de reactivos que usarás y elabora una hipótesis sobre cuales iones en solución tendrán propiedades similares entre sí y diferentes a las de los otros iones. Consulta la tabla periódica para hacer esto.

- 2. En la hoja cuadriculada adjunta que representa un dibujo del microplato enumera las columnas verticales de la 1 a la 6 y las hileras horizontales de la A a la D.
- 3. Coloca en la:
- a) Columna 1: 5 gotas de solución KNO₃ en los hoyos A₁ a D₁
- b) Columna 2 : 5 gotas de solución de Ca (NO₃)₂ en los hoyos A₂ a D₂
- c) Columna 3: 5 gotas de solución de Fe (NO₃)₃ en los hoyos A₃ a D₃
- d) Columna 4: 5 gotas de solución de Ni (NO₃)₂ en los hoyos A₄ a D₄
- e) Columna 5: 5 gotas de solución de Cu (NO₃)₂ en los hoyos A₅ a D₅
- f) Columna 6: 5 gotas de solución de Zn (NO3)₂ en los hoyos A₆ a D₆
- 4. Añade 5 gotas de NH₃ 6M a cada hoyo de la hilera B, mezclando bien con un palillo diferente para cada reacción.
- 5. Añade 5 gotas de solución de KSCN a cada hoyo de la hillera mezclando bien con un palillo diferente para cada reacción.
- 6. Finalmente añade 5 gotas de HCI a cada hoyo de la hilera D mezclando biencon palillos.
- 7. Los hoyos de la hilera A son usados en este experimento como control para comparar y contrastar las reacciones que ocurren en las hileras B a D, al mezclar las soluciones de los iones estudiados con los reactivos.

OBSERVACIONES Y ANALISIS DE DATOS

En una hoja cuadriculada registr tus observaciones anotando la información inicial y la información obtenida despues de la reacción, referente a:

- 1. Las propiedades físicas (color) de las soluciones iniciales colocadas en la hilera A. (control)
- 2. Los cambios observados en las soluciones de los hoyos B₁ a D₆ al combinar se con los reactivos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1. Señala:

A) Las observaciones iniciales y finales en las soluciones de las columnas 1, 2, y 6.

B) Las observaciones iniciales y finales en las soluciones de las columnas 3, 4 y 5

2. Deduce y Concluye:

a) La relación entre el comportamiento de los iones metálicos (1 al 6) y su posición en la tabla periódica.

b) Si la hipótesis establecida antes de llevar a cabo el experimento es correcta, fundamenta tu respuesta.

EXTENSION Y APLICACION

 Menciona las propiedades físicas y químicas que ayudarán a identificar una sal que contenga un ion de un metal de transición. Explica mediante la teoría atómica moderna la semejanzas de las propiedades físicas y químicas presentadas por los elementos de transición y los representativos, mostrando las configuraciones electrónicas para ello.

3. Describe el compartamiento del zinc en base a esta explicación.

A tabla periódica de la pared del laboratorio o el sa on de clasat diministra de la pared del laboratorio de la significación de estar ve establecida. Sin embare o como farias de la como de la laboratorio de estar ve establecida. Sin embare o como farias de la como de la laboratorio de estar ve establecida. Sin embare o como farias de la como de la c